

**OFERTA SPECJALNA URZĄDZENIA PRZENOŚNE HORIBA -25%
WAŻNOŚĆ IMPREZY 1.6. - 31.07.2022**

Urządzenia przenośne serii LAQUA 200			Cena bez VAT	Specjalna cena -25%
Zestaw urządzeń ręcznych w przenośnej walizce wraz z elektrodą (elektrodami), kaliber 60ml. roztwór(y), instrukcja obsługi i 2 baterie alkaliczne AA				
LAQUA-PH210-K	3200779526	pH - ORP przyrząd ręczny w etui, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; pH 4,01, 7,00, 10,01 (60ml)	2 297 zł	1 723 zł
LAQUA-PH220-K	3200779527	pH - ORP przyrząd ręczny w walizce, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; pH 4,01, 7,00, 10,01 (60ml)	2 968 zł	2 226 zł
LAQUA-EC210-K	3200779528	COND - TDS - RES - SAL przyrząd ręczny w etui, czujnik konduktometryczny, korpus z tworzywa 9383-10D, tytan - czarny platynowy, k = 1,0; 84uS/cm, 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (60ml)	2 562 zł	1 921 zł
LAQUA-EC220-K	3200779529	COND - TDS - RES - SAL przyrząd ręczny w etui, czujnik konduktometryczny, korpus z tworzywa 9383-10D, tytan - czarny platynowy, k = 1,0; 84uS/cm, 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (60ml)	3 232 zł	2 424 zł
LAQUA-DO210-K	3200779530	Ręczne urządzenie do tlenu rozpuszczonego w przenośnej walizce, galwaniczna sonda tlenowa 9552-20D, kabel 2m	3 802 zł	2 851 zł
LAQUA-DO220-K	3200779531	Ręczne urządzenie do tlenu rozpuszczonego w przenośnej walizce, galwaniczna sonda tlenowa 9552-20D, kabel 2m	4 371 zł	3 278 zł
LAQUA-PC210-K	3200779532	pH - ORP - COND - TDS - RES - SAL urządzenie ręczne w etui, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; czujnik konduktometryczny, korpus z tworzywa sztucznego 9383-10D, tytan - czerń platynowa, k = 1,0; pH 4,01, pH7,00, 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm (60ml)	4 310 zł	3 232 zł
LAQUA-PC220-K	3200779533	pH - ORP - COND - TDS - RES - SAL urządzenie ręczne w etui, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; czujnik konduktometryczny, korpus z tworzywa sztucznego 9383-10D, tytan - czerń platynowa, k = 1,0; pH 4,01, pH7,00, 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm (60ml)	4 859 zł	3 644 zł
LAQUA-PD210-K	3200779534	pH - ORP - DO urządzenie ręczne w etui, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; 9552-20D galwaniczna sonda tlenowa, kabel 2m; pH 4,01, 7,00, 10,01 (60ml)	5 387 zł	4 041 zł
LAQUA-PD220-K	3200779535	pH - ORP - DO urządzenie ręczne w etui, żelowa elektroda pH z plastikowym korpusem 9652-10D; 9552-20D galwaniczna sonda tlenowa, kabel 2m; pH 4,01, 7,00, 10,01 (60ml)	5 936 zł	4 452 zł

