

Contam Swab

kontrola mikrobiologiczna powierzchni



Test	Opak.	Ref.
Contam Swab Zanieczyszczenie	30szt.	86100
Contam Swab E.coli- bakterie z grupy Coli	30szt.	86101
Contam Swab Listeria	30szt.	86102
Contam Swab Salmonella	30szt.	86103
Contam Swab Drożdże i pleśnie	30szt. <i>min. zamówienie 14 op.</i>	86105
Contam Swab MRSA (gronkowiec oporny na metycylinę. aureus)	30szt. <i>min. zamówienie. 14 op.</i>	86104

Data ważności 6 miesięcy od daty produkcji

Korzyści:

- ✓ Łatwe w użyciu
- ✓ Jednoznaczna zmiana koloru agaru
- ✓ Żadnych innych odczynników
- ✓ Wyniki za 18/24 godzin
- ✓ Granica wykrywalności 10 JTK/ml




BIOING

Dystrybutor:
BIOING sp. z o.o. ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
Tel: +48 668 037 228
+48 692 525 452
www.bioing.pl • info@bioing.pl

Contam Swab Zanieczyszczenie



Słaby wzrost drobnoustrojów



Silny wzrost drobnoustrojów

Contam Swab E. coli – bakterie z grupy Coli



Brak bakterii z grupy Coli



Obecność bakterii z grupy coli



Fluorescencja w świetle UV-A: obecność E. coli




Contam Swab Listeria



Brak *Listeria* spp.



Obecność *Listeria* spp.



Contam Swab Salmonella




Brak *Salmonella* spp.



Obecność bakterii z grupy Coli



Obecność *Salmonella* spp.



Contam Swab Drożdże i pleśń




Brak drożdży i pleśni



Obecność drożdży i pleśni

Contam Swab MRSA



Brak MRSA



Obecność MRSA